

Espace d'utilisation : HYGIENE

La station de désinfection Sanimains est idéale pour les locaux où l'hygiène est indispensable, endroits fortement fréquentés. (écoles, hôpitaux, entreprises, centres commerciaux....)

Composants :

Totem

- Acier poudré anti-UV
- Plaque signalétique neutre (personnalisable)
- Barre de pression inox AISI 304 (18/10)

Dimensions :

Sans emballage :

Poids : 9,8 kg
Volume : 0,24 m³
Dim. (L*I*H) : 380x380x1630 mm

Avec emballage :

Poids : 10,5 kg
Volume : 0,25 m³
Dim. (L*I*H) : 390x390x1640 mm

Nomenclature douanière : 73239900

Gencod : 3019920525149

Avantages :

- Incassable - Antivandalisme - Robuste - Fonctionnel
- Grande stabilité, à poser directement sur le sol avec 4 pieds réglables ou à fixer par 4 points
- Simplicité de mise en place et retrait du consommable
- Économique, elle distribue la bonne dose de gel désinfectant à chaque utilisation.
- Commande au coude évitant le contact des mains avec le distributeur

Palettisation :

Quantité	8
Hauteur en (m)	1,76
Nombre de produit/couche	8
Nombre de couches/palette	1
Format palette (en mm)	1200x800
Poids (en kg)	94


Couleur :

Gris Manganèse



Distributeur

- Polycarbonate translucide incassable 3 mm
- Réservoir amovible transparent d'une contenance de 0,850 L
- Système de distribution valve anti-gouttes
- Régulation du débit du consommable (1ml par pression)
- Visualisation du consommable
- Serrure à clé
- Compatible avec les gels hydroalcooliques (sauf microbilles) (non fourni)



Précautions d'emploi :

- La station doit être installée impérativement dans un lieu à température ambiante (15 °C à 25 °C), conseillé, à l'abri de la chaleur et du soleil direct, éloigné de toute source inflammable et dans un local bien ventilé.

- Toutes nos stations de désinfection nécessitent un nettoyage régulier (1 fois toutes les semaines) : vidage du gel, nettoyage du réservoir à l'eau chaude, remplissage avec le gel